

Abbott MRI Ready System: MRT-Checkliste für den Arzt

Patient: _____ Geburtsdatum: _____

Angaben zum Implantat:

Herzschrittmacher: Hersteller: _____ Produkt: _____ Modell-Nr.: _____

ICD: Hersteller: _____ Produkt: _____ Modell-Nr.: _____

Angaben zur Elektrode:

RA: ja nein | Hersteller: _____ Produkt: _____ Modell-Nr./Länge: _____

RV: ja nein | Hersteller: _____ Produkt: _____ Modell-Nr./Länge: _____

LV: ja nein | Hersteller: _____ Produkt: _____ Modell-Nr./Länge: _____

VORGEHENSWEISE ZUR DURCHFÜHRUNG EINES MRT-SCANS^a IN DER KARDIOLOGIE

Bitte konsultieren Sie die Gebrauchsanweisung für MRI Ready Systeme von Abbott unter <https://manuals.sjm.com>

MRT-SYSTEMVORAUSSETZUNGEN	JA	NEIN
Das gesamte System des Patienten ist MRI Ready, mit bedingt MR-sicherem Herzschrittmacher/ICD und einer oder mehreren bedingt MR-sicheren Elektroden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Keine Elektrodenverlängerungen, Elektrodenadapter oder beschädigte bzw. stillgelegte Elektroden vorhanden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrodenimpedanzwerte innerhalb des programmierten Bereichs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Herzschrittmacher/ICD in der linken oder rechten Pektoralisregion implantiert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Herzschrittmacher/ICD verfügt über ausreichenden Batterieladezustand (ist nicht am Ende der Lebensdauer [EOL]).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IMPLANTATEINSTELLUNGEN VOR DEM MRT-SCAN	JA	NEIN
Bestätigte Reizschwellenstabilität beim Patienten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bestätigte Reizschwelle von $\leq 2,5$ V bei einer Impulsdauer von 0,5 ms bei RA- und RV-Elektroden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bestätigte Reizschwelle von $\leq 2,0$ V bei einer Impulsdauer von 0,5 ms bei LV-Elektroden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bestätigter MRT-Einstellungsstatus und bestätigte programmierte Einstellungen für MRT-Betrieb. Bitte wählen sie eine Stimulationsfrequenz zur Vermeidung von konkurrierender Stimulation:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> DOO (bipolar) Stimulationsfrequenz _____ min ⁻¹ <input type="checkbox"/> AOO (bipolar) Stimulationsfrequenz _____ min ⁻¹		
<input type="checkbox"/> VOO (bipolar) Stimulationsfrequenz _____ min ⁻¹ <input type="checkbox"/> Stimulation Aus		
NUR bei Herzschrittmachern: Bei Verwendung des SJM MRI Activator™ Handgeräts ^b muss anhand des Programmiergeräts des Merlin™ Patient Care Systems (PCS) kontrolliert werden, dass dieser aktiviert ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausdruck eines Übersichtsberichts der MRT-Einstellungen und der permanent programmierten Einstellungen liegt vor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IMPLANTATEINSTELLUNGEN NACH DEM MRT-SCAN	JA	NEIN
MRT-Einstellungen des Herzschrittmachers/ICD wurden deaktiviert und die permanent programmierten Einstellungen wiederhergestellt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Angemessenheit der permanent programmierten Einstellungen wurde bestätigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Stimulationsreizschwellen wurden nach dem Scan geprüft, um sicherzustellen, dass die programmierten Stimulationsparameter dem Reizschwellenwert entsprechen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dieses Dokument dient als Leitfaden für Gesundheitsversorgungseinrichtungen.

Name des Arztes: _____

Unterschrift des Arztes: _____

Datum: _____



VORGEHENSWEISE ZUR DURCHFÜHRUNG EINES MRT-SCANS^a IN DER RADIOLOGIE

Bitte konsultieren Sie die Gebrauchsanweisung für MRI Ready Systeme von Abbott unter <https://manuals.sjm.com>

VORAUSSETZUNGEN FÜR EINEN MRT-SCAN	JA	NEIN
Das gesamte System des Patienten ist MRI Ready, mit bedingt MR-sicherem Herzschrittmacher/ICD und einer oder mehreren bedingt MR-sicheren Elektroden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Nichtvorliegen von Kontraindikationen für eine MRT-Untersuchung wurde bestätigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die korrekten MRT-Parameter für Ihr System wurden ausgewählt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die MRT-Einstellungen wurden aktiviert (MRT-Einstellungen müssen vor dem Scan aktiviert werden).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Scan wurde unter Überwachung des Patienten durchgeführt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die MRT-Einstellungen des Herzschrittmachers/ICD wurden deaktiviert. Hinweis: Falls Sie nicht das SJM MRI Activator™ Handgerät verwenden, müssen die MRT-Einstellungen durch den implantatbetreuenden Arzt des Patienten, einen Klinikarzt oder einen Mitarbeiter von Abbott mithilfe des Merlin™ PCS Programmiergeräts deaktiviert werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BEI VERWENDUNG DES SJM MRI ACTIVATORS ^b (NUR BEI HERZSCHRITTMACHERN)	JA	NEIN
Vor dem Scan wurde gemeinsam mit dem Kardiologen sichergestellt, dass das SJM MRI Activator™ Handgerät mithilfe des Merlin PCS Programmiergeräts aktiviert wurde.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Status der MRT-Einstellungen wurde anhand des SJM MRI Activator Handgeräts geprüft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Falls die MRT-Einstellungen noch nicht aktiviert waren: MRT-Einstellungen wurden vor dem MRT-Scan mithilfe des SJM MRI Activator Handgeräts aktiviert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unmittelbar nach der MRT-Untersuchung wurden die MRT-Einstellungen mithilfe des SJM MRI Activator Handgeräts deaktiviert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Name: _____

Unterschrift: _____

Datum: _____

Technische Unterstützung

Abbott steht unter folgender Rufnummer rund um die Uhr für technische Fragen und Produktsupport zur Verfügung:
1-818-362-6822
1-800-722-3774 (gebührenfrei innerhalb von Nordamerika)

Wenden Sie sich mit weiteren Fragen bitte an Ihren zuständigen Abbott Berater.

- Weitere Informationen wie Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Kontraindikationen und mögliche unerwünschte Ereignisse entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung für MRI Ready Systeme von Abbott unter <https://manuals.sjm.com/>; entsprechende Informationen finden Sie außerdem unter www.sjm.com.
- Das Merlin Programmiersystem sowie das SJM MRI Activator Handgerät dürfen nicht in den MRT-Raum (Zone IV) oder über die 5-Gauß-Linie gebracht werden.

Dieses Dokument dient als Leitfaden für Gesundheitsversorgungseinrichtungen gemäß der Definition des American College of Radiology.

Abbott

The Corporate Village, Da Vincilaan 11 Box F1, 1935 Zaventem, Belgien, Tel.: +32 2 774 68 11
Abbott Medical GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Deutschland, Tel.: +49 6196 77 11 0
Abbott Medical Austria GmbH, Wienerbergstrasse 11/Turm B/22, 1100 Wien, Österreich, Tel.: +43 1 607 30 60
Abbott Medical (Schweiz) AG, Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zürich, Schweiz, Tel.: +41 44 444 24 24
SJM.com
St. Jude Medical ist jetzt Abbott.

Hinweis: Bitte machen Sie sich vor Gebrauch dieser Produkte unbedingt mit den Gebrauchsanweisungen und den darin enthaltenen Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen, potenziellen Komplikationen und Hinweisen zum Gebrauch vertraut.

™ kennzeichnet eine Marke der Abbott Unternehmensgruppe.

© 2017 Abbott. Alle Rechte vorbehalten.

23243-SJM-CRM-0814-0002(1)e(3)d DE | Dieses Dokument ist nur zur Verwendung außerhalb der USA zugelassen.

