

Sistema compatible con RM de Abbott:

Lista de verificación del médico para la exploración por RM

Paciente: _____ Fecha de nacimiento: _____

Datos del dispositivo:

Marcapasos: Fabricante: _____ Producto: _____ N.º de modelo: _____

DAI: Fabricante: _____ Producto: _____ N.º de modelo: _____

Datos de los cables:

AD: sí no | Fabricante: _____ Producto: _____ N.º de modelo/Longitud: _____

VD: sí no | Fabricante: _____ Producto: _____ N.º de modelo/Longitud: _____

VI: sí no | Fabricante: _____ Producto: _____ N.º de modelo/Longitud: _____

PASOS DE UNA EXPLORACIÓN POR RM^a PARA LA SALA DE CARDIOLOGÍA

Consulte el manual de sistemas compatibles con RM de Abbott en <https://manuals.sjm.com>

CONDICIONES DEL SISTEMA DE RM	SÍ	NO
El paciente tiene un sistema completo compatible con RM, con generador de impulsos y cables RM condicionales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausencia confirmada de prolongadores o adaptadores de cables y de cables averiados o abandonados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Las medidas de impedancia de los cables están dentro de los límites de impedancia programados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El generador de impulsos está implantado en la región pectoral izquierda o derecha.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La batería del generador de impulsos tiene suficiente carga (no está al final de su vida útil/EOL).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AJUSTES DEL DISPOSITIVO PREVIOS A LA EXPLORACIÓN POR RM	SÍ	NO
Confirmada la estabilidad de los umbrales de captura del paciente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Confirmado un umbral de captura $\leq 2,5$ V a una anchura de impulso de 0,5 ms para los cables de AD y VD.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Confirmado un umbral de captura $\leq 2,0$ V a una anchura de impulso de 0,5 ms para el cable de VI.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Confirmado el estado de los ajustes para RM y el ajuste programado para el modo RM. Seleccione una frecuencia de estimulación para evitar la estimulación competitiva: <input type="checkbox"/> Frec. estim. DOO (bipolar) de _____ min ⁻¹ <input type="checkbox"/> Frec. estim. AOO (bipolar) de _____ min ⁻¹ <input type="checkbox"/> Frec. estim. VOO (bipolar) de _____ min ⁻¹ <input type="checkbox"/> Estimulación en OFF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOLAMENTE para marcapasos: Si se utiliza un activador de parámetros RM SJM MRI Activator ^{™b} , compruebe que esté activado mediante el programador del sistema de atención al paciente (PCS) Merlin [™] .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copia impresa del informe resumido de ajustes para RM y parámetros permanentes programados para el paciente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AJUSTES DEL DISPOSITIVO POSTERIORES A LA EXPLORACIÓN POR RM	SÍ	NO
Desactivados los ajustes para RM del generador de impulsos y restablecidos los ajustes permanentes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Confirmado que los ajustes permanentes son correctos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Confirmados los umbrales de captura de estimulación después de la exploración para asegurar que los parámetros de estimulación están bien programados para el paciente en función del umbral.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Este documento está destinado a servir de guía en centros de atención sanitaria.

Nombre del médico: _____

Firma del médico: _____

Fecha: _____



PASOS DE UNA EXPLORACIÓN POR RM^a PARA LA SALA DE RADIOLOGÍA

Consulte el manual de sistemas compatibles con RM de Abbott en <https://manuals.sjm.com>

CONDICIONES DE LA EXPLORACIÓN POR RM	SÍ	NO
El paciente tiene un sistema completo compatible con RM, con generador de impulsos y cables RM condicionales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausencia confirmada de condiciones adversas para la exploración por RM.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seleccionados los parámetros de exploración correctos para su equipo de RM.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Confirmado que el ajuste para RM está activado (se deben activar los ajustes para RM antes de la exploración).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Exploración realizada y paciente monitorizado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Desactivados los ajustes para RM del generador de impulsos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nota: Si no se utiliza un activador de parámetros RM SJM MRI Activator™, los ajustes para RM debe desactivarlos el médico o profesional sanitario que esté a cargo del dispositivo del paciente, o bien un representante de Abbott, mediante el programador del PCS Merlin™.		
SI SE UTILIZA UN ACTIVADOR DE PARÁMETROS RM SJM MRI ACTIVATOR ^b (SOLAMENTE CON MARCAPASOS)	SÍ	NO
Confirmado con el cardiólogo, antes de la exploración, que el activador de parámetros RM SJM MRI Activator™ se ha activado mediante el programador del PCS Merlin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comprobado el estado de los ajustes para RM con el activador de parámetros RM SJM MRI Activator.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activados los ajustes para RM, si no lo estaban previamente, antes de la exploración con el activador de parámetros RM SJM MRI Activator.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Desactivados los ajustes para RM una vez concluida la exploración con el activador de parámetros RM SJM MRI Activator.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nombre: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Asistencia técnica

Abbott ofrece líneas telefónicas las 24 horas para contestar preguntas técnicas y prestar asistencia:

1-818-362-6822

1-800-722-3774 (llamada gratuita en Norteamérica)

Si desea más ayuda, contacte con su representante de Abbott.

a. Para obtener información adicional, incluidas advertencias, precauciones, contraindicaciones y posibles eventos adversos, consulte el manual de sistemas compatibles con RM de Abbott en <https://manuals.sjm.com/> o visite www.sjm.com.

b. No lleve el sistema de programación Merlin ni el activador de parámetros RM SJM MRI Activator al interior de la sala de RM (zona IV) ni más allá de la línea de 5 Gauss.

Este documento está destinado a servir de guía en centros de atención sanitaria, según la definición del Colegio Estadounidense de Radiología.

Abbott

The Corporate Village, Da Vincilaan 11 Box F1, 1935 Zaventem, Bélgica, Tfno: +32 2 774 68 11
SJM.com

St. Jude Medical es ahora Abbott.

Breve resumen: Antes de usar estos dispositivos, revise las instrucciones de uso, donde encontrará una lista completa de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones, posibles eventos adversos y modo de empleo.

™ indica una marca comercial del grupo de empresas Abbott.

© 2017 Abbott. Reservados todos los derechos.

23243-SJM-CRM-0814-0002(1)e(3)e ES | Documento aprobado exclusivamente para mercados internacionales fuera de los EE. UU.

